

# Novi modeli COMPEX – Chattanooga REHAB / THETA / PHYSIO



## Promocijske cene

**Model REHAB** : 4-kanalni elektrostimulator, razvit za fizioterapevte in rehabilitacijske klinike, ki zahtevajo osnovno uporabo elektrostimulacije. Z osnovnimi programi (TENS, NMES) omogoča zdravljenje bolečin, žilnih bolezni in stimulacijo mišic s čimer izpolnjuje glavne zahteve strokovnjakov.

Konfiguracija programov (stran 2): **paket STANDARD (22 programov)**

**Model THETA** : 4-kanalni elektrostimulator, razvit za zdravljenje tako standardnih (TENS, NMES) in specifičnih protokolov v rehabilitaciji, posebej ko se zahteva sprožitev ali sočasna kontrakcija. Nevrologija (spastičnost, hemiplegija stopala, Agonist-Antagonist) ali specifične patologije, kot npr. **program ACL**.

Konfiguracija programov (stran 2): **paket FULL (63 programov)**

**Model PHYSIO** : popoln 4-kanalni elektrostimulator, razvit za zdravljenje vseh indikacij elektroterapije: standardne (TENS/NMES), celotna stimulacija mišic (nevrologija, ACL) in denervirane mišice, iontoforeza, hiperhidroza, urologija ali preprečevanje edema.

Konfiguracija programov (stran 2): **paket OPTIMUM (74 programov)**

## Prednosti novih modelov

### • Tehnologija Muscle Intelligence™ **Mi-senzor**

**Avtomatsko prilagajanje jakosti stimulacije, glede na izbrani program in fiziologijo!**

Model **REHAB** je Mi-Ready (integrirana Mi tehnologija na vseh 4 kanalih, toda Mi-senzor kabel ni priložen). Na voljo za doplačilo.

Modela **THETA** in **PHYSIO** vključujeta eden 2, drugi 4 Mi-senzor kable. Funkcije Muscle Intelligence™ so avtomatično na voljo v trenutku, ko priključite Mi-senzor.

**4 Mi funkcije** patentiranega sistema **Mi-senzor** na voljo na vseh 4 kanalih:

- **Mi-Scan** – prilagodi stimulacijo fiziologiji, za večje udobje in učinkovitost
- **Mi-Tens** – prilagodi optimalno jakost stimulacije pri programih TENS
- **Mi-Range** – delajte učinkovito v razponu potrebne intenzivnosti za vse nizkofrekvenčne programe
- **Mi-Action** – aktivna terapija s kontrakcijami, ki jih naprava zazna za začetek stimulacije

### • Funkcija »Trigger« - Sprožilna funkcija (model Theta in Physio)

Pričnite z aktivno fazo stimulacije takrat, ko to zahtevajo protokoli (hemiplegično stopalo, spastičnost ...)

### • Funkcija »2+2« (vsi modeli)

Izberite željeni program za kanala 1 in 2, nato pa iz seznama izberite drug program za kanala 3 in 4. To omogoča bodisi zdravljenje dveh različnih delov telesa ali obravnavo dveh pacientov istočasno ali pa kombinacijo NMES in TENS v eni terapiji.

### • Funkcija »Skip« (vsi modeli)

Prilagodite trajanje terapije vašim potrebam. Funkcija omogoča preskakovanje določenih faz v programu.

### • Svinčnik za iskanje motorične točke – Motor Point Pen (vsi modeli)

To izjemno uporabno orodje vam pomaga pri določanju optimalne postavitve elektrod.

### I-Gumb (vsi modeli)

vam omogoča:

- enostavno in hitro prilagajanje jakosti na vseh štirih kanalih istočasno
- hitri dostop do TOP 5 najljubših programov
- statistika terapij (število kontrakcij, jakost stimulacije)

### • Funkcija »Pause mode« (vsi modeli)

Možnost zaustavitve terapije npr. ko je potrebno prestaviti elektrode

### • Programiranje programov (vsi modeli)

Možnost individualne nastavitve vseh parametrov in oblikovanje programa prilagojenega specifičnim potrebam pacienta

### • Hitro polnjenje (vsi modeli)

Polnjenje baterije traja maksimalno 2 uri in pol

### • Povezovalni kabli za vse tipe elektrod (vsi modeli)

Set vključuje 4 povezovalne kable s standardnim 2mm priklpom na »žico« in pretvornike za complex snap sistem elektrod s priklpom na »gumb«

### • Garancija (vsi modeli)

24 mesecev



# Seznam programov

## Osnovni programi – paket STANDARD - modeli Rehab / Theta / Physio

REHABILITACIJA I	PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA I	VASKULARIZACIJA	KONDIICIJA I
Disuse Atrophy	Tens 100Hz Gate Control	Venous Insufficiency 1	Resistance
Prevention of Disuse Atrophy.	Frequency Modulated Tens	Venous Insufficiency 2	Strength
Reinforcement	Endorphinic	Arterial Insufficiency 1	Active Recovery
Muscle Lesion	Decontraction	Arterial Insufficiency 2	
Motor Point	Pulse Width Modulated Tens	Capillarization	
	Burst	Heavy Legs	
	Burst/Tens Alternated	Cramp Prevention	

## Dodatni programi – paket FULL - modela Theta/Physio

REHABILITACIJA II	NEVROLOŠKA REHABILITACIJA	PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA II	KONDIICIJA II
Hip Prosthesis	Spasticity	Tens 80Hz	Muscle Building
Patellofemoral Syndrome	Hemiplegic Foot	Knee Pain	Potentiation
ACL	Hemiplegic Shoulder	Fracture Pain	Endurance
Rotator Cuff	Slow Start Neuro Rehab.	Trapezius Pain	Explosive Strength
Lumbar Stabilization		Shoulder Pain	Hypertrophy
Cardiac Rehabilitation		Cervical Pain	Low Back Reinforcement
Atrophy 1/1 4 Channels		Thoracic Back Pain	Recovery Plus
Reinforcement 1/1 4 Channels		Low Back Pain	Toning Massage
Atrophy Modulated Freq.		Lumbosciatica	Relaxing Massage
Reinforcement Modulated Freq.		Lumbago	Antistress Massage
Hemophilia Atrophy		Epicondylitis	Core Stabilization
Hemophilia Reinforcement		Torticollis	Plyometry
		Arthralgia	

## Dodatni programi - paket OPTIMUM - samo model Physio

INKONTINENCA	DENERVIRANE MIŠICE	ENOSMERNI TOK
Stress Incontinence	Partial Automatic	Hyperhidrosis
Urge Incontinence	Total Automatic	Iontophoresis
Mixed Incontinence	Partial Manual	Edema
Post-Partum Prevention	Total Manual	



Redna cena: 799 EUR  
Promocijska cena: 599 EUR



Redna cena: 999 EUR  
Promocijska cena: 799 EUR



Redna cena: 1.299 EUR  
Promocijska cena: 999 EUR

Zastopnik za Slovenijo:

Kreja d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 1236 Trzin

Tel: 01/564 17 14, 041 600 455

[www.compex.si](http://www.compex.si)

[prodaja@kreja.eu](mailto:prodaja@kreja.eu)

\* Cene vključujejo DDV